



Schuhf. E. Schwarz, Inh. Weigel oHG, Alte Poststr. 24, 57072 Siegen

Diabetes-Fußbettungen / Diabetes-Schuhe

Sie haben heute die für Sie speziell angefertigten Diabetesfußbettungen / Diabetes-Schuhe erhalten. Folgendes sollten Sie dabei beachten, damit Sie beschwerdefreier gehen können. Benutzen Sie die Diabetes-Fußbettungen in nur dafür geeigneten Schuhen. Beginnen Sie das Tragen der Diabetes-Fußbettungen / Diabetes-Schuhe zunächst stundenweise morgens und weiten Sie die Tragezeiten langsam aus.

Sie sollten dann die Diabetes-Fußbettungen / Diabetes-Schuhe stets tragen, damit ein Therapieerfolg erzielt werden kann. Kontrollieren Sie nach dem Tragen Ihre Füße auf Druckstellen und Blasenbildung. Tragen Sie die Diabetes-Fußbettungen / Diabetes-Schuhe stets mit Strümpfen. Lassen Sie Ihre Einlagen / Schuhe regelmäßig auf ihre Funktion und ordnungsgemäße Passform prüfen. Wir empfehlen bei Erwachsenen dies alle 3-6 Monate durchführen zu lassen, bei Kindern je nach Wachstum. Die Einlagen sind ausschließlich für Ihre Füße nach Ihren Maßen sorgfältig hergestellt worden. Sollten jedoch Beschwerden auftreten, so wenden Sie sich umgehend an uns.

Zur Pflege und Reinigung empfehlen wir Hautdesinfektionsmittel oder mit einem feuchten Tuch abwischen, aber nicht waschen. Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Füße täglich pflegen und nur für Diabetes geeignete Pflegeprodukte verwenden. Die Temperatur bei Fußbädern mit dem Thermometer kontrollieren und die Füße zum Trocknen nur abtupfen nicht reiben. Zehennägel nicht mit der Schere schneiden, sondern nur abfeilen. Kontrollieren Sie bei Ihren Schuhen vor jedem Anziehen, ob Fremdgegenstände hineingefallen sind und entfernen Sie diese sofort. Tragen Sie die Diabetes-Einlagen / Diabetes-Schuhe immer mit Strümpfen. Achten Sie darauf, daß die Strümpfe glatt anliegen und keine Falten haben, dies führt zu Druckstellen und Ulkusbildung (offene Hautstellen) Kontrollieren Sie Ihre Füße regelmäßig auf Rötungen, Druckstellen und Hautveränderungen, gegebenenfalls sofort Ihren behandelnden Arzt aufsuchen.

Achten Sie immer auf den richtigen Sitz der Schuhe, schließen Sie die Schuhe immer richtig, damit ein Hin- und Her-Rutschen des Fußes verhindert wird. Niemals feucht gewordene Schuhe anziehen. Falls die Schuhe nass geworden sind, nicht an der Heizung oder andere Wärmequellen zum Trocknen stellen. Stopfen Sie die Schuhe mit Zeitungspapier aus und lassen Sie diese langsam austrocknen. Pflege der Schuhe mit handelsüblichen Pflegemitteln. Wenden Sie diese nur nach Anweisung des Arztes an, sonst kann kein Therapieerfolg erzielt werden. Bei fehlerhafter Verwendung entfällt die Garantie und Haftung. Der Diabetes-Schuh / Diabetes-Fußbettung ist ausschließlich für Ihre Füße und Beschwerden nach Ihren Maßen sorgfältig ausgewählt worden.

Sollten Beschwerden auftreten, so wenden Sie sich umgehend an uns.